



Polijstset

Voor een duurzaam resultaat van uw keramische restauraties

Het gebruik van EVE keramisch gebonden steentjes en diamant geïmpregneerde polijstrubbers.

Om tot een optimaal eindresultaat te komen van een geplaatste restauratie is het gebruik van keramisch gebonden steentjes (voor minder warmteontwikkeling tijdens het inslijpen) en specifiek op het materiaal afgestemde met diamant geïmpregneerde polijstrubbers onontbeerlijk. Om aan deze eis tegemoet te komen hebben wij verschillende vormen keramisch gebonden steentjes, zowel grof als fijn, voor het inslijpen van alle soorten keramische materialen en twee verschillende sets polijstrubbers voor zowel zirconiumoxide als lithiumdisilicaat (e.Max[®]) en opbakporselein in ons producten assortiment opgenomen.

Voor optimaal resultaat de aanbevolen toerentallen aanhouden.







Diasynt[®] plus

- Inslipen porselein (Zirkonium, lithiumdisilicaat, opbakporselein)
- Keramisch gebonden steentjes
- Abrasief
- Minimale warmteontwikkeling
- Geschikt voor toepassing zonder waterkoeling

 Grof Medium  8.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 25.000 min ⁻¹						
	Bestelnummer boortjes:	8179	8083	8079	8181	8183
Afmetingen (mm):	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3
Bestelnummer complete set:	RA S547					

Diapro Twist voor lithiumdisilicaat en opbakporselein







- Voor Lithiumdisilicaat en opbakporselein.
- Met diamantpartikels voor de hoogste effectiviteit.
- Na het polijsten het zelfde effect als na afglanzen.
- Voor het polijsten na het inslijpen met DIASynt[®] PLUS

 Medium  7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹	 Polijsten	 Fijn  7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹	 Glanzen
	Afmetingen (mm):		14 x 1,6
Bestelnummer complete set*:	RA 323		

* Set bestaat uit: 3x polijstborstel en 3x glansborstel

Diacera Twist voor zirconiumoxide

- Voor het polijsten van monolitische zirconiumoxide restauraties
- Hoge concentratie diamantpartikels voor optimale efficiëntie.
- Geen afglanzen in de oven nodig.
- Voor het polijsten na het inslijpen met DIASynt[®] PLUS

 Medium  7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹	 Polijsten	 Fijn  7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹	 Glanzen
	Afmetingen (mm):		14 x 1,6
Bestelnummer complete set*:	RA 363		

* Set bestaat uit: 3x polijstborstel en 3x glansborstel

