

CS CONNECT

Connectie Elysee Dental



CONNECTIE

- 1 Log in op CS Connect
- 2 Klik in de werkbalk op 
- 3 Klik in het venster 'Partners' op 'Een partner uitnodigen'
- 4 Vul volgend e-mailadres in: scandata@elysee-dental.nl
- 5 Laat in het veld Bericht de standaardtekst staan of plaats daarin uw eigen boodschap
- 6 Klik op 'Versturen'
- 7 Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen