


PRODUCT
SPOTLIGHT

FORMA[®] ANODIZED ABUTMENT

- Goudkleurig abutment
- Esthetisch door zijn warme gloed
- Alternatief voor Zirconium abutment



Forma[®] Anodized Abutment

Anodiseren is het proces om de dikte van de natuurlijke oxidelaag van metalen onderdelen aan te passen. Een geanodiseerde oxidelaag heeft een dikte van ongeveer 30 nanometers, dit is dus geen coating. Hierdoor biedt een geanodiseerd abutment de perfecte pasvorm.

Eigenschappen

- Ideale vormgeving en perfecte pasvorm
- Uiterst esthetisch door warme gloed
- Goedkoper alternatief voor Zirconium abutments
- Eigenschappen metaal blijven ongewijzigd



Note: Anodized abutments mogen niet meer gezandstraald worden. Graag een geschikte metal primer gebruiken voor goede hechting met de kroon.